

## Produktübersicht - Fixierhilfen

| Artikel  | Bestellnr. | PZN      | HMN           |
|--|------------|----------|---------------|
| Ugo Fix™ Gentle Kath Silikon Clip (5 Stck.)        | MD4991     | 12558658 | 15.99.99.0001 |
| Multi Fix™ Gentle Silikonpflaster gross (10 Stck.) | MD4992-L   | 14401464 | 15.99.99.0001 |
| Multi Fix™ Gentle Silikonpflaster klein (10 Stck.) | MD4992-S   | 14401470 | 15.99.99.0001 |
| Ugo Fix™ Kathetergurt 35 cm (1 Stck.)              | MD5061     | 14257027 | 15.99.99.0008 |
| Ugo Fix™ Kathetergurt 45 cm (1 Stck.)              | MD5062     | 14257033 | 15.99.99.0008 |
| Ugo Fix™ Kathetergurt 80 cm (1 Stck.)              | MD5063     | 14257062 | 15.99.99.0008 |
| Ugo Fix™ Kathetergurt 130 cm (1 Stck.)             | MD5064     | 14257079 | 15.99.99.0008 |
| Ugo Fix™ Kathetergurt 180 cm (1 Stck.)             | MD5065     | 14257085 | 15.99.99.0008 |
| Ugo Fix™ Beinbeutel-Kletthalteband (3 Stck.)       | MD5493     | 14401501 | 15.99.99.0008 |
| Ugo Fix™ Beinbeutel-Befestigungsbänder (10 Paar)   | MD5491     | 14401487 | 15.99.99.0008 |
| Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe (S 24-39 cm, 4 Stck.)   | MD5495     | 12558598 | beantragt     |
| Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe (M 36-55 cm, 4 Stck.)   | MD5496     | 12558606 | beantragt     |
| Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe (L 40-70 cm, 4 Stck.)   | MD5497     | 12558635 | beantragt     |
| Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe (XL 60-90 cm, 4 Stck.)  | MD5498     | 12558641 | beantragt     |
| Ugo™ Hanger (Bett)-Beutelhalterung (10 Stck.)      | MD5492     | 14401493 | 15.99.99.0010 |
| Ugo™ Dignity Urinbeutel-Ständer (1 Stck.)          | MD4993     | 14257004 | 15.99.99.0009 |
| Ugo™ Einhand-Katheterventil (1 Stck.)              | MD5009     | 14257010 | 15.25.16.0034 |

Sie bekommen diese Produkte unter Angabe der Pharmazentralnummer (PZN) in der Apotheke, im Sanitätshaus oder auch direkt bei uns.

Eine Erstattung bei Rezeptierung erfolgt entsprechend der HMN bzw. kann von uns bei der entsprechenden Krankenkasse (gesetzlich oder privat) geprüft und beantragt werden.



Vertrieb in Deutschland:

Aurosan GmbH  
Frankenstr. 231, D-45134 Essen  
Tel.: +49 201 21961-701, Fax: +49 20121961-731  
service@aurosan.de, www.aurosan.de

Hersteller:

Optimum Medical  
Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds,  
West Yorkshire, LS2 9ET, United Kingdom  
Tel.: +44 8456 435 479, Fax: +44 1142 383 826

# Hilfsmittel für die Inkontinenzversorgung



Mit unseren Beutelsystemen, komfortablen Fixierhilfen und praktischen Zubehörprodukten verhelfen wir Katheträgern zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit und unterstützen sie so bei einem würdevollen Leben trotz Einschränkung.

- Zweckorientiertes Design
- Sicher und effektiv
- Minimiert das Risiko von Wunden, Schmerzen und Infektionen

## Beutelsysteme

Die **Ugo™ Beinbeutel** sind in verschiedenen Größen, mit Schwenk- oder Eckhahn, erhältlich. Für die Verwendung in der häuslichen Pflege bzw. der ambulant-mobilen Anwendung wurde die **Ugo™ Beinbeutel Serie C** mit rückseitiger Textilbeschichtung entwickelt. Für die Verwendung im stationären Bereich gibt es Ausführungen ohne Textilbeschichtung (**Ugo™ Beinbeutel Serie H**).




Für die **Dauerdrainage** stehen verschiedene Systeme (steril/unsteril, einmalige Ableitung oder kontinuierliche Drainage) mit einem Sammelvolumen von 2 L zur Verfügung.

## Effektive und komfortable Fixierung von Kathetern und Schläuchen

Mit dem rotierenden **Ugo Fix™ Katheter Silikon Clip**

Mit dem **Multi Fix™ Gentle Silikonpflaster**




Die hautfreundliche Silikontechnologie ermöglicht ein einfaches, atraumatisches Entfernen und Umpositionieren der Fixierhilfe.



Alternativ kann der **Ugo Fix™ Kathetergurt** für die Fixierung des Katheters...

... am Bauch oder ... am Oberschenkel



verwendet werden.

## Fixierhilfen für Urinbeutel

...zur Befestigung am Körper

Mit dem **Ugo Fix™ Beinbeutel-Kletthalteband**,



den **Ugo Fix™ Befestigungsbändern**

oder der **Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe** (in verschiedenen Größen erhältlich).



...zur externen Befestigung

z.B. am Stuhl oder Bettgestell mit der **Ugo™ Beutelhalterung...**



...und dem **Ugo™ Dignity Urinbeutel-Ständer**, der auch freistehend auf dem Boden platziert werden kann.



## Als Alternative zur Verwendung von Urinbeuteln: das Katheterventil (für mobile Patienten)

Das **Ugo™ Einhand-Katheterventil** passt dank des abgestuften Verbindungsstücks universell auf alle gängigen Kathetermaterialien.



## Online gut informiert: unser Patientenportal

Unter **www.aurosan-gesundes-leben.de** finden Sie ausführliche Beschreibungen, Anwendungsvideos und weitere Informationen zu unseren Hilfsmitteln, sowie Wissenswertes zum Thema Inkontinenzversorgung – Klicken Sie rein!

**AUROSAN**  
Wir sorgen für Sie

Home Produkte Service Kontakt

**Ugo Ugofix**

Exzellente Hilfsmittel für die Inkontinenzversorgung

Mit unseren Produkten der Marke Ugo™ bieten wir Ihnen umfassendes Zubehör für die Inkontinenzversorgung. Ergänzend dazu finden Sie bei den Ugofix™-Produkten eine große Auswahl an Fixierhilfe für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Weitere Details

## Produktübersicht - Beutelsysteme

| Artikel   | Bestellnr. | PZN      | HMN           |
|---|------------|----------|---------------|
| Ugo™ 1C, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 5 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)    | MD5421     | 13814336 | 15.25.05.3120 |
| Ugo™ 2C, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 25 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)   | MD5422     | 13814365 | 15.25.05.3121 |
| Ugo™ 3C, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 5 cm, Eckhahn (1 Stck.)        | MD5423     | 13814371 | 15.25.05.3122 |
| Ugo™ 4C, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 25 cm, Eckhahn (1 Stck.)       | MD5424     | 13814388 | 15.25.05.3123 |
| Ugo™ 5C, Beinbeutel 350 ml, direkter Einlass, Schwenkhahn (1 Stck.) | MD5425     | 13814394 | –             |
| Ugo™ 6C, Beinbeutel 350 ml, Schlauch 5 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)    | MD5426     | 13814402 | –             |
| Ugo™ 7C, Beinbeutel 750 ml, Schlauch 5 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)    | MD5427     | 13814419 | 15.25.05.3124 |
| Ugo™ 8C, Beinbeutel 750 ml, Schlauch 25 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)   | MD5428     | 13814425 | 15.25.05.3125 |
| Ugo™ 1H, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 5 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)    | MD5431     | 13814431 | 15.25.05.3126 |
| Ugo™ 2H, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 25 cm, Schwenkhahn (1 Stck.)   | MD5432     | 13814448 | 15.25.05.3127 |
| Ugo™ 3H, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 5 cm, Eckhahn (1 Stck.)        | MD5433     | 13814454 | 15.25.05.3128 |
| Ugo™ 4H, Beinbeutel 500 ml, Schlauch 25 cm, Eckhahn (1 Stck.)       | MD5434     | 13814460 | 15.25.05.3129 |
| Ugo™ 9, Drainagebeutel 2L, kein Ablass, unsteril (10 Stck.)         | MD5451     | 13814477 | 15.25.06.0032 |
| Ugo™ 10, Drainagebeutel 2L, mit Ablass, unsteril (10 Stck.)         | MD5452     | 13814483 | 15.25.06.1060 |
| Ugo™ 11, Drainagebeutel 2L, mit Ablass, steril (10 Stck.)           | MD5453     | 13814508 | 15.25.06.3049 |
| Ugo™ 12, Dauerdrainage 2L, Schwenkhahn, steril (1 Stck.)            | MD5454     | 13814514 | beantragt     |
| Ugo™ 13, Dauerdrainage 2L, Eckhahn, steril (1 Stck.)                | MD5455     | 13814520 | beantragt     |